

## HYALURONIDASE – FEUILLET POUR INFIRMIER(E)

### Indication

L'hyaluronidase est l'antidote recommandé en présence d'une extravasation impliquant les alcaloïdes de la vinca (Vinblastine, Vinorelbine, Vincristine).

### Technique d'utilisation

- Lorsque présence visible de souillure sur la peau, nettoyer avec de l'eau et savon doux. La peau doit être complètement sèche avant de procéder à la désinfection. Désinfecter la région affectée avec une tige montée de 1,6 mL de gluconate de chlorhexidine 2% avec alcool isopropylique 70% en effectuant une friction horizontale en mouvement de va-et-vient répété sur toute la région puis une friction à la verticale avec l'autre côté de la tige montée. Laisser sécher complètement à l'air libre.
- Une seule seringue contenant 1 mL sera servie par la pharmacie. Faire 5 injections sous-cutanées de 0.1 à 0.2 mL en étoile autour du site de l'extravasation en changeant l'aiguille (27G) à chaque injection. Masser doucement la zone pour faciliter la dispersion du produit.
- NE PAS ADMINISTRER par voie intraveineuse
- Débuter le plus tôt possible suivant l'extravasation.

### Entreposage

- La solution doit être utilisée immédiatement après sa préparation.

### Effets indésirables

- Œdème, irritation locale, infection, saignement et présence d'ecchymoses.
- De rares cas de réaction allergique sévère ont été rapportés débutant avec une difficulté respiratoire, un rythme cardiaque accéléré et une transpiration abondante.

### Contre-indications

- En présence d'une réaction sévère d'hypersensibilité à l'hyaluronidase.
- Ne pas administrer par voie intraveineuse.