

Pharmacie - PHAR-Général #274

Coder tobramycine en biberon pour ATB à domicile

2024-07-08 19:20 - Alexandrine Coulombe

Statut:	Résolu	Début:	
Priorité:	Haut	Echéance:	
Assigné à:	Emile Bouchard		
Catégorie:			
Version cible:			
Équipes:	Ariane, ATIVAD		
Description			
Coder les nouveaux intervalles de doses de tobramycine en Intermate selon tableau dispo dans Omni (version mai 2024).			
(ex: >480 mg: intermate 250 mL/h)			

Historique

#1 - 2024-07-08 19:20 - Alexandrine Coulombe

- Assigné à Alexandrine Coulombe supprimé

#2 - 2024-07-10 20:22 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté

#3 - 2024-09-30 17:37 - Alexandrine Coulombe

Est-il possible d'accélérer la programmation Ariane dans la mesure du possible car ça fait 2 appels en 2 semaines pour la divergence entre les tableaux et Ariane. Merci! Alex

@Mélanie Lacerte

#4 - 2024-09-30 18:25 - Mélanie Lacerte

- Assigné à mis à Emile Bouchard

- Priorité changé de Normal à Haut

#5 - 2024-10-24 16:39 - Mélanie Lacerte

- Fichier clipboard-202410241237-prfk.png ajouté

@Emile Bouchard on m'a rapporté que les instructions qui sortent ex: volume final ad...ne concordent pas avec les changements de biberons pour les hautes doses de tobra > 480mg. Peut-être faudrait-il les séparer?

Instructions du produit		[VOLUME FINAL AD 100ML DE NS] REFRIGERER. Perfuser en 60 min (100 ...	
#	Produit	Forme	Divisibilit
1	Dispositif Intermate LV 275mL [250 mL/h] (dept)		
2	Tobramycine 40 mg/mL 2mL Fiole (ATB à DOMICILE) (dept)	injection	

Est-ce possible de faire le changement svp ?

#6 - 2024-10-24 17:48 - Emile Bouchard

Corrigé...

Merci.

#7 - 2024-10-24 19:55 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Accepté à Résolu

Fichiers

clipboard-202410241237-prfk.png	9,57 ko	2024-10-24	Mélanie Lacerte
---------------------------------	---------	------------	-----------------