

Codage Ariane cisatracurium

2026-01-13 20:07 - Audrey-Anne Longpré

Statut:	Nouveau	Début:
Priorité:	Normal	Echéance:
Assigné à:		
Catégorie:		
Version cible:		
Équipes:	Ariane	
Description		
Il n'existe pas actuellement d'entrée spécifique à la ped pour le cisatracurium. Nous avons 2 concentrations standard en seringue ou en sac.		
La perfusion continue se prescrit en mcg/kg/min et les bolus en mg/kg		
À coder :		
cisatracurium perfusion continue 1 mg/ml (50 mL) en seringue, 1mg/ml (100 mL) en sac et 2 mg/ml (50 mL) en seringue. Voir cahier 12b pour recette. À faire sur l'étage par les infirmière.		
Instruction : [Débit prescrit à <u> </u> mcg/kg/min soit <u> </u> ml/h sur poids de calcul de <u> </u> kg)		
Fenêtre pop-up : PÉDIATRIE Pour la saisi des bolus, utiliser l'entrée IV directe		
Cisatracurium IV direct : Ajouter dans les instruction = [BOLUS de <u> </u> mg/kg soit <u> </u> mg aux <u> </u> h PRN sur poids de calcul de <u> </u> kg]		